

A gama de extratores de leite com tecnologia Flex™

Swing Flex™

Para uma extração rápida e eficiente sempre que necessário



Swing Maxi Flex™

Um biberão adicional extra em metade do tempo



Freestyle Flex™

A flexibilidade para extrair em qualquer altura, em qualquer lugar



Tipo de extrator	Elétrico simples	Elétrico duplo	Elétrico duplo
Utilização recomendada	Ocasional	Diária	Diária
Fácil de utilizar e confortável	•	•	•
Funil PersonalFit Flex™	•	•	•
Força do vácuo regulável	•	•	•
Intervalo de vácuo	-45 mmHg a -245 mmHg	-45 mmHg a -245 mmHg	-45 mmHg a -245 mmHg
2-Phase Expression®	•	•	•
Proteção contra extravasamentos (sistema fechado)	•	•	•
Isento de BPA	•	•	•
Liga-se à aplicação MyMedela			•
O visor retroiluminado mostra o temporizador da sessão, o estado da bateria, o nível de vácuo, a ligação Bluetooth, etc.			•
Carregador USB			•
Funcionamento a bateria	Até 1 hora (bateria não incluída)	Até 1 hora (bateria não incluída)	Bateria recarregável incorporada para até 8 sessões de extração dupla
Solução tudo em um para guardar, refrigerar e transportar leite extraído			Saco térmico, biberões de armazenamento e saco de transporte
Peso	200 g sem baterias	220 g sem baterias	> 300 g incluindo bateria recarregável
Tamanho	12x13x5,7 cm	12x13x5,7 cm	14,8x6,6x4,6 cm