

medela 

mother's milk,
everyday amazing™

Extratores de leite Medela com a tecnologia Flex™

Uma experiência de extração totalmente
nova, personalizada para si



NOVIDADE

Extratores de leite Medela com tecnologia Flex™

Uma experiência de extração totalmente nova, personalizada para si

O ângulo de 105° melhora o ajuste para um maior fluxo de leite

Proteção antiderrame (sistema fechado) para que possa extrair numa posição confortável que funcione para si

A forma oval pode rodar a 360°

Rebordo suave, liso e flexível

Disponível em quatro tamanhos de túnel diferentes – utilize o nosso guia de tamanhos para encontrar o tamanho ideal para si

Todas as mães são diferentes, da forma dos seus seios e mamilos às exigências dos seus estilos de vida. Os nossos novos extractores de leite com tecnologia Flex™ são os primeiros a serem concebidos para se adaptarem às suas formas para uma extração mais eficiente e confortável.

O funil PersonalFit Flex™

O novo funil PersonalFit Flex™ foi desenvolvido com a ajuda de uma equipa de investigadores e mães a amamentar. Foi concebido para se adaptar facilmente às suas formas e encoraja o fluxo de leite, ajudando a evitar a compressão dos canais de leite. Isto torna mais fácil a todas as mães encontrarem a posição de extração mais confortável. O resultado? Uma extração mais confortável e mais eficiente, desenhada à sua medida.





Tecnologia 2-Phase Expression®

Quando um bebê é amamentado, no início mama rapidamente para iniciar o fluxo de leite e, depois, mama mais lentamente para se alimentar. A tecnologia 2-Phase Expression® da Medela imita estes ritmos instintivos para proporcionar uma sensação mais natural e uma experiência de extração mais confortável.

Extração dupla

Os estudos demonstram que combinar a extração dupla com a tecnologia 2-Phase Expression® da Medela permite obter um maior fluxo de leite, com um teor energético mais elevado e demora menos tempo que a extração simples de dois frascos.

Mais leite e mais conforto como testemunham as mães

Os nossos investigadores testaram o funil PersonalFit Flex™ em quatro estudos clínicos com mães a amamentar. Ao longo de mais de 1000 sessões de extração, provaram que oferece mais conforto e eficiência. Tal como todos os produtos da Medela, os nossos extratores de leite Flex™ foram concebidos para facilitarem a amamentação para que possa alimentar o seu bebê com o incrível leite materno durante mais tempo.



O leite materno é fantástico. É o melhor início de vida que pode oferecer ao seu bebê. A Medela trabalha com investigadores na área do leite materno há mais de 50 anos. Queremos apoiar todas as mães que alimentem os seus filhos com leite materno com os nossos conhecimento, especialização e gama única de produtos, incluindo os nossos extratores de leite fabricados na Suíça, a escolha de confiança dos profissionais de saúde em todo o mundo.

A gama de extratores de leite com tecnologia Flex™

Swing Flex™

Para uma extração rápida e eficiente sempre que necessário



Swing Maxi Flex™

Um biberão adicional extra em metade do tempo



Freestyle Flex™

A flexibilidade para extrair em qualquer altura, em qualquer lugar



Tipo de extrator	Elétrico simples	Elétrico duplo	Elétrico duplo
Utilização recomendada	Ocasional	Diária	Diária
Fácil de utilizar e confortável	•	•	•
Funil PersonalFit Flex™	•	•	•
Força do vácuo regulável	•	•	•
Intervalo de vácuo	-45 mmHg a -245 mmHg	-45 mmHg a -245 mmHg	-45 mmHg a -245 mmHg
2-Phase Expression®	•	•	•
Proteção contra extravasamentos (sistema fechado)	•	•	•
Isento de BPA	•	•	•
Liga-se à aplicação MyMedela			•
O visor retroiluminado mostra o temporizador da sessão, o estado da bateria, o nível de vácuo, a ligação Bluetooth, etc.			•
Carregador USB			•
Funcionamento a bateria	Até 1 hora (bateria não incluída)	Até 1 hora (bateria não incluída)	Bateria recarregável incorporada para até 8 sessões de extração dupla Saco térmico, biberões de armazenamento e saco de transporte > 300 g incluindo bateria recarregável
Solução tudo em um para guardar, refrigerar e transportar leite extraído			
Peso	200 g sem baterias	220 g sem baterias	
Tamanho	12x13x5,7 cm	12x13x5,7 cm	14,8x6,6x4,6 cm

*Estudos clínicos, dados disponíveis da comparação do PersonalFit Flex com o PersonalFit (NCT02496429, NCT02492139, NCT02719548, NCT03091985)

Pode encontrar mais ajuda e aconselhamento sobre a alimentação com leite materno e extratores de leite e outros produtos da Medela em www.medela.pt/flex