

# A gama de extratores de leite com tecnologia Flex™

## Swing Flex™

Para uma extração rápida e eficiente sempre que necessário



## Swing Maxi Flex™

Um biberão adicional extra em metade do tempo



Tipo de extrator	Elétrico simples	Elétrico duplo
Utilização recomendada	Ocasional	Diária
Fácil de utilizar e confortável	•	•
Funil PersonalFit Flex™	•	•
Força do vácuo regulável	•	•
Intervalo de vácuo	-45 mmHg a -245 mmHg	-45 mmHg a -245 mmHg
2-Phase Expression®	•	•
Proteção contra extravasamentos (sistema fechado)	•	•
Isento de BPA	•	•
Funcionamento a bateria	Até 1 hora	Até 1 hora
Peso	200 g sem baterias	220 g sem baterias
Tamanho	12 x 13 x 5,7 cm	12 x 13 x 5,7 cm