

Medela DCS Sistema de recolha de fluidos descartável

SEGURANÇA FACILITADA

Paz de espírito...

- Segurança e higiene na recolha e eliminação de fluidos
- Funcionamento silencioso < 50 dB(A)
- Manuseamento fácil, utilização só com uma mão

...graças ao seu design inteligente

- Incorporação de filtro bacteriano e contra extravasamento de alto débito
- Forros de dupla camada altamente resistentes a rotura
- Ligação de vácuo automática – sem tubos adicionais



SEGURANÇA FACILITADA

O sistema de recolha de fluidos descartável da Medela proporciona segurança na recolha e eliminação dos fluidos aspirados.

Todos os forros estão equipados com várias características de segurança, tais como um filtro bacteriano contra extravasamentos, um pré-filtro de fumo e uma válvula de não retorno para prevenir o refluxo. A tampa dura veda bem e permite um funcionamento com baixo nível de ruído. Dado que o vácuo é automaticamente ligado ao forro através do recipiente, não é necessário ligar mais tubos de vácuo a cada mudança de forro.

As configurações com válvula de conversão ou ligação em série permitem gerir grandes volumes. Os forros são fabricados em material não tóxico e podem ser eliminados por incineração de forma ecológica.



Características chave num relance



O baixo nível de ruído reduz significativamente o incómodo no bloco operatório

- Com 50 dB(A) medidos à distância de 1 m, os forros da Medela são até quatro vezes mais silenciosos do que outros modelos comparáveis ¹.



EASY TO USE

Utilização fácil só com uma mão

- O vácuo é imediatamente aplicado através das tampas duras, que encaixam perfeitamente no recipiente de forma simples.
- As pegas grandes dos forros, os recipientes em V e a garra de fecho do recipiente permitem uma utilização só com uma mão.
- Graças à ligação automática do vácuo através do recipiente, não é necessário ligar mais tubos de vácuo a cada vez.



Segurança por meio do design

- Sistema fechado com filtro bacteriano contra extravasamentos de alto débito (99,999 % de retenção ¹), pré-filtro de fumo e válvula antirrefluxo do paciente.
- A folha de alumínio com PA/PE de dupla camada e altamente resistente à rotura ¹ garante a melhor proteção.
- Os modelos opcionais com solidificante eliminam o risco de derrame e podem reduzir o custo da eliminação ².



Gama completa de acessórios compatíveis

A Medela oferece uma gama completa de acessórios compatíveis, tais como recipientes reutilizáveis, tubos de vácuo, filtros, copos de amostras, tubos de paciente e carrinho em carrossel.



Referências

¹ Dados de desempenho nos arquivos da Medela AG

² Dependendo dos regulamentos locais em matéria de eliminação

ATENÇÃO: Nos EUA, a lei federal só permite a venda deste dispositivo a médicos ou por indicação de um profissional de saúde.

Tecnologia de Aspiração Médica para Profissionais do Setor da Saúde

Entre em contacto connosco ou com o seu representante local Medela para mais detalhes.

 Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

Contacto local